

AMPOULES SPECTRALES À CULOT E27

Mercure Hg OLS710 | Sodium Na OLS720



Caractéristiques principales

Type de source : Ampoule spectrale à décharge

Culot : E27

Construction : Double enceinte en verre

Durée de vie annoncée : > 2 000 h

Compatibilité : Alimentations spectrales de type Philips

Variantes disponibles : Mercure Hg / Sodium Na

Description

Ces ampoules spectrales sont destinées à l'observation et à l'étude des spectres d'émission atomiques en laboratoire et dans l'enseignement. Leur culot standard E27 permet leur montage sur les carters et alimentations spectrales compatibles.

Références disponibles

Référence	Élément spectral	Utilisation
OLS710	Mercure (Hg)	Étude et observation du spectre d'émission du mercure
OLS720	Sodium (Na)	Étude et observation du spectre d'émission du sodium

Applications

- Spectrométrie et spectroscopie pédagogique.
- Observation des raies d'émission caractéristiques.
- Utilisation avec spectroscope, goniomètre ou réseau de diffraction.
- Comparaison de spectres de sources atomiques différentes.